

« Je suis très fière de vous présenter la solution qualYnk®, système expert de suivi de la qualité en initial et en continu. Fruit d'un travail important mené avec nos utilisateurs, il intègre des nouveaux outils aidant ainsi les laboratoires à définir leur stratégie de contrôles et d'en mesurer son efficacité. qualYnk® se connecte sur tout Middleware ou SIL du marché. »



Christelle LELIEVRE
Cheffe de Produits BYG4lab®
christelle.lelievre@byg4lab.com

SOLUTION qualYnk®

Un système expert de suivi de la qualité

BYG4lab®, fort de son expertise dans le domaine de la gestion des contrôles de qualité et de la vérification des méthodes, propose un outil de management de la qualité indépendant centré sur la maîtrise de la qualité des résultats en accord avec les exigences réglementaires et recommandations des sociétés savantes.

Cette application très complète est adaptée aux besoins des laboratoires dans toutes les étapes du processus analytique : à la fois en phase initiale et en phase continue.

Les modules Validation des méthodes et dossier validation des méthodes offrent une solution complète pour la réalisation des évaluations de performances et l'édition du SH FORM 43 Rev 01 :

- Critères d'acceptations des sociétés savantes et des fournisseurs intégrés,
- Calculs intégrés conformes au SH GTA 04,
- Intégration des données bibliographiques fournisseurs avec implé-

mentation automatique dans le SHFORM.

La solution qualYnk® met également à disposition les outils permettant de gérer l'évaluation des performances en continue avec agilité :

- Suivi quotidien de la **stratégie CQI** avec étude de l'impact clinique.
- **Moyenne mobile patient**, suivi des dérives automates, commuabilité des CQI, analyse d'impact en cas de rejet de CQI.
- Menu « **Tendances** » : suivi de la dispersion, de la justesse (notamment par rapport aux groupes de

pairs) et de la comparabilité inter automate dans une démarche proactive pour maintenir la production sans rupture.

- Analyse des **tendances des CQE** facilitée par l'intégration des résultats des CQE du laboratoire et des résultats des groupes de pairs avec une vue en tableur synthétique.

La solution qualYnk® est d'ores et déjà disponible. Nos équipes commerciales se tiennent à votre entière disposition pour sa mise en place dans votre laboratoire.



Le socle technique Yline®

L'ensemble des nouvelles solutions de la gamme BYG4lab® sont construites sur un même socle technique commun dénommé Yline®. Fruit notre équipe R&D composée de 30 collaborateurs, Yline® apporte de nombreux bénéfices. Citons la sécurisation des données avec un chiffrement total de la BDD, la sécurisation des connexions, la portabilité sur de multiples environnements techniques, la mobilité native de l'application, l'intégration de microservices, la gestion de volumétries importantes sans altération des performances, la B.I dans le Cloud, la mise à jour des versions sans arrêt de la production... Tous ces bénéfices du nouveau socle technique sont présents dans chacun des nouveaux produits de BYG4lab®.



BYG4lab®

Tél. : +33 05 34 25 07 10

Fax : +33 05 61 58 28 60

www.byg4lab.com